

# Vorteile

- ✓ Ohne Nadel/invasiven Eingriff
- ✓ Ohne Schwellungen und Blutergüsse
- ✓ Sofort sichtbares Ergebnis
- ✓ Keine Downtime
- ✓ Full-Face Behandlung

## Welche Kontraindikationen gibt es?

Eine individuelle und ausführliche Beratung sollte im Vorhinein mit dem Behandler erfolgen.

Während der Schwangerschaft und Stillzeit, sowie bei Entzündungen, offenen Wunden, Akne, Sonnenbrand, Hautausschlägen und Ekzemen wird allgemein von einer Behandlung abgeraten. Auch sollten bestimmte Medikamente (z. B. gegen Akne), topische Hautrezepturen oder Retin A-Produkte mindestens 7-10 Tage vor der Behandlung mit THESERA L abgesetzt werden.

Allergien und Autoimmunerkrankungen sind im Vorhinein abzuklären.

## Was muss nach der Behandlung beachtet werden?

Versorgen Sie Ihre Haut mit Feuchtigkeit (z.B. Hyaluronsäure - Serum) und tragen Sie für die folgenden 5 Tage Sonnenschutzcreme auf (mind. SPF 50). Vermeiden Sie in den ersten 24 Stunden direkte Kälte, Hitze und Sonneneinstrahlung, z. B. Sport, Whirlpools, Schwimmbäder, Gartenarbeit.



Das Lifting ist mit allen anderen ästhetischen Behandlungen, wie der Injektion mit Hyaluronsäure, Botox oder der Mesotherapie, kombinierbar.

Diese Broschüre kann kein Beratungsgespräch mit Ihrem Behandler ersetzen.



## FADENLIFTING OHNE NADEL

# THESERA

Professional



## FADENLIFTING OHNE NADEL



THESERA Deutschland exklusiv vertrieben von:  
MK esthetics-med GmbH Hauptstr. 99a, 82008 Unterhaching  
Tel: +49 89 66547688-0 • Fax: +49 89 66547688-9  
Mail: [info@esthetics-med.de](mailto:info@esthetics-med.de) • Web: [esthetics-med.de](http://esthetics-med.de)

# Jünger aussehen ganz ohne Nadeln & Einschnitte

THESERA L basiert auf der revolutionären patentierten TDN (Transfer Double Nanosphere) Technologie, die aus der biomedizinischen Forschung Südkoreas stammt. Auflösbare Seidenfäden aus Fibrin-Protein werden schmerzlos ohne Nadeln auf die Haut aufgetragen und sorgen für einen herausragenden Liftingeffekt.

## Typische Behandlungsareale

Behandelt werden können Fältchen und Falten im Gesicht, am Hals, an den Händen & am Dekolleté. Auch schwer zugängliche Bereiche (z. B. Augenpartie) können problemlos erreicht werden. Beim Wunsch nach Straffung von erschlafftem Gewebe, mehr Volumen und mehr Elastizität im Gesichts- und Dekolletébereich ist dieses nicht-invasive Verfahren ebenfalls perfekt geeignet.



# Ablauf der Behandlung

Die TDN-Lösung gelangt über die Zellzwischenräume in die Haut und füllt Faltenbereiche nachhaltig auf. Die Seidenfäden in Form einer Flüssigkeit werden auf die Epidermisoberfläche aufgetragen. Durch die Verkapselungstechnologie der aktiven Inhaltsstoffe gelangen diese in tiefe Hautschichten. Die Behandlung lässt sich in 6 Behandlungsschritte gliedern.



Behandlungsdauer ca. 60 Min.

Für anhaltende Effekte werden 2 bis 4 Behandlungen in einem Abstand von je 2 Wochen empfohlen.

## 6. Nährstoffversorgung

Intensive Nährstoffversorgung & Stärkung der Hautschutzbarriere.




## 5. Peptidversorgung

Versorgung der Haut mit hochwertigen Peptiden.



## 4. Straffung

Vitalisiert schlaffe Haut & erhöht die Elastizität.



## 3. Auftragen des Hydra Boosters

Regt die Blutzirkulation an, intensiviert die Absorption der aufgelösten Fäden und beruhigt die Haut.



## 1. Reinigung & Peeling

Gründliche Entfernung von Ablagerungen auf der obersten Hautschicht. Die TDN Technologie ermöglicht ein effektives Eindringen der Wirkstoffe in die Haut.

## 2. Auftragen der aufgelösten Seidenfäden

In einer speziellen Lösung werden die Fäden aktiviert und auf die Haut aufgetragen, wo sie ihre straffende Wirkung entfalten



## Ergebnis

- ✓ Sichtbarer Liftingeffekt
- ✓ Porenverfeinerung
- ✓ Verbesserte Hautelastizität
- ✓ Faltenreduktion & Volumenaufbau
- ✓ Skin Glow Effekt
- ✓ Jüngerer Erscheinungsbild